

Кейс 6

Ma'lum turdagi mikroorganizmni o'stirish uchun laboratoriya sharoitida oziqa muhit tayyorlash kerak bo'ladi. Oziqa muhit tarkibida mineral tuzlar va organik manbalar bilan bir qatorda 10 g/l miqdorda glukoza ham beriladi. Agar laboratoriyada konsentratsiyasi 200,0 g/l (ya'ni 1 litrida 200,0 g glukoza) bo'lgan glukozaning ishchi eritmasi bo'lsa, berilgan tarkibli 1800 ml ozuqa muhit tayyorlash uchun ishchi eritmada qancha hajmda qo'shish kerak ekanligini hisoblang. Hisob kitoblaringizni aniq keltiring va izohlang.