

### Кейс 9

Siz laboratoriya sharoitida polisaxaridlar olish uchun dastlab kultural suyuqlikdan etanol yordamida cho'ktirib olishingiz kerak bo'ladi. Eksperiment sifatida etil spirtining 96% va 70% li eritmalari yordamida ma'lum nisbatlarda (1:1,5) aralashtirib cho'ktiriladi. Bunda 830 ml dan etil spirti eritmalari kerak bo'lsa va laboratoriyada faqat 96% li etanol mavjud. Polisaxaridlarni cho'ktirishdagi sarf qilinadigan kultural suyuqlik va etil spirtining eritmalarining hisob kitoblarini aniqlik bilan keltiring.